


Wb、Ip、Elisa用 リン酸化-Mlkl-S345 ウサギモノクローナル抗体 - Q9D2Y4

商品番号: CM0012504



前書き

セリン345でリン酸化されたマウスMLKLに特異的な高品質のウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAに最適です。ネクロトーシスシグナル伝達とTNF誘導性プログラム細胞死を探索します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-MLKL-S345 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	9130019I15Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	197259
GeneID	74568
免疫原	合成ペプチド：マウスMLKL (NP_001297542.1) のS441周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9D2Y4
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ