

Phospho-Mlkl-S358 ウサギ Pab - Q8Nb16

商品番号: CM0000546



前書き

S358でリン酸化されたヒトMLKLを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み、ラットと交差反応性あり。ネクロトーシスおよびプログラム細胞死研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MLKL-S358 ウサギ pAb
備考/別名	hMLKL; Phospho-MLKL-S358
種	ヒト
GeneID	197259
免疫原	合成ペプチド: ヒトMLKL (NP_689862.1) のS358周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8NB16
タンパク質分子量	54kDa
発送	氷袋