


Phospho-Mlkl-S441 Rabbit Pab For Wb And Elisa - Q9D2Y4

商品番号: CM0000594



前書き

Phospho-MLKL-S441 Rabbit

pAbは、セリン441でリン酸化されたマウスMLKLを検出し、ヒトおよびラットと交差反応します。ネクロプトーシスおよび細胞死の研究におけるWBおよびELISAに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MLKL-S441 Rabbit pAb
備考/別名	9130019I15Rik; Phospho-MLKL-S441
種	マウス
GeneID (ヒト)	197259
GeneID (マウス)	74568
免疫原	合成ペプチド；マウスMLKL (NP_001297542.1) のS441周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q9D2Y4
タンパク質分子量	54kDa
配送	アイスバッグ