


Phospho-Mre11 (Ser676) ウサギ Pab For Wb - P49959

商品番号: CM0001997



前書き

Phospho-MRE11 (Ser676)

ウサギポリクローナル抗体は、WBにおいてヒトMRE11のSer676リン酸化を特異的に検出します。二本鎖切断修復、テロメア維持、および減数分裂研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MRE11 (Ser676) ウサギ pAb
備考/別名	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; Phospho-MRE11 (Ser676)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4361
GeneID	4361
免疫原	合成ペプチド ヒトMRE11 (NP_005582.1) のS676周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	P49959
タンパク質分子量	81kDa
輸送	保冷バッグ