

Wb、Elisa用 Phospho-Mtor-S2448 ラビットモノクローナル抗体 - P42345

商品番号: CM0001272



前書き

WB、ELISA用 Phospho-mTOR (Ser2448)

ラビットモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのS2448部位でリン酸化されたmTORを検出します。これはmTORC1シグナリングに重要です。細胞代謝およびがん研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-mTOR-S2448 Rabbit mAb
備考/別名	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Phospho-mTOR-S2448
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2475
遺伝子ID	2475
免疫原	合成ペプチド ヒトmTOR (P42345) のS2448周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P42345
タンパク質分子量	289kDa
配送	氷袋