


## Phospho-Myh9-S1943 ウサギ Pab - P35579

商品番号: CM0001874



## 前書き

## Anti-phospho-MYH9 (S1943)

ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのみオシン-9と反応します。細胞運動、細胞質分裂、細胞骨格再編成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | Phospho-MYH9-S1943 Rabbit pAb                                                              |
| 備考/別名       | MHA; FTNS; EPSTS; BDPLT6; DFNA17; MATINS; NMMHCA; NMHC-II-A; NMMHC-IIA; Phospho-MYH9-S1943 |
| 種           | ヒト                                                                                         |
| GeneID (ヒト) | 4627                                                                                       |
| GeneID      | 4627                                                                                       |
| 免疫原         | 合成ペプチド；ヒトMYH9 (NP_002464.1) のS1943周辺の合成リン酸化ペプチド。                                           |
| ソース         | ウサギ                                                                                        |
| カテゴリー       | リン酸化抗体                                                                                     |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                                                                  |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                                                 |
| SWISS       | P35579                                                                                     |
| タンパク質分子量    | 227kDa                                                                                     |
| 配送          | アイスバッグ                                                                                     |