

Phospho-Myl9 (Ser19) ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P24844

商品番号: CM0001358

前書き

Phospho-MYL9 (Ser19)
ウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。平滑筋および非筋収縮制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MYL9-S19 ウサギ pAb
備考/別名	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-MYL9-S19
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10398
免疫原	合成ペプチド：ヒトMYL9 (NP_006088.2) のS19周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24844
タンパク質分子量	20kDa
配送	保冷バッグ