

Wb、Ihc-P、Elisa用 リン酸化-My19-T18/S19 ウサギ Pab - P24844

商品番号: CM0000583

前書き

MYL9（Thr18/Ser19）を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体（WB、IHC-P、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットで検証済み。平滑筋収縮性および細胞運動性研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化-MYL9-T18/S19 ウサギ pAb
備考/別名	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-MYL9-T18/S19
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10398
GeneID	10398
免疫原	ヒト MYL9（NP_006088.2）のT18 & S19周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24844
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷バッグ