

ホスホミオシン軽鎖2-T18 ウサギMab - P24844

商品番号: CM0001915

前書き

ウエスタンブロッティング(WB)およびELISA用のホスホミオシン軽鎖2 (T18) ウサギモノクローナル抗体です。ヒトのリン酸化MYL9/MLC2に特異的であり、平滑筋および非筋肉収縮性の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホミオシン軽鎖2-T18 ウサギmAb
備考/別名	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-Myosin Light Chain 2-T18
種	ヒト
GeneID	10398
免疫原	ヒトミオシン軽鎖2 (NP_006088.2) のT18周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P24844
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	保冷剤