

リン酸化ミオシン軽鎖2-T18/S19 ウサギモノクローナル抗体 - P24844

商品番号: CM0001200

前書き

ミオシン軽鎖2のThr18/Ser19を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルにおけるウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。平滑筋収縮性、細胞質分裂、細胞運動に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化ミオシン軽鎖2-T18/S19 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-Myosin Light Chain 2-T18/S19
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10398
GeneID	10398
免疫原	ヒトミオシン軽鎖2 (NP_006088.2) のT18/S19周辺をカバーする合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	ウェスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P24844
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷バッグ