


Phospho-Na⁺/K⁺-ATPase-S16 ウサギPab（Wb用） - P05023

商品番号: CM0001352



前書き

Ser16でリン酸化されたNa⁺/K⁺-ATPaseアルファ1サブユニットを検出するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。イオン輸送および神経疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-Na ⁺ /K ⁺ -ATPase-S16 ウサギpAb
備考/別名	CMT2DD; HOMGSMR2; Phospho-Na ⁺ /K ⁺ -ATPase-S16
種	ヒト
遺伝子ID	476 (ATP1A1)
免疫原	ヒトNa ⁺ /K ⁺ -ATPase (NP_000692.2) のS16周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05023
タンパク質分子量	113kDa
配送	氷袋