

フォスフォ-Nedd4L-S448 ウサギPab（Wb、Elisa用） - Q96Pu5

商品番号: CM0000525



前書き

Phospho-NEDD4L-S448 Rabbit pAbは、Ser-448でリン酸化された内在性NEDD4Lを検出します。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいてWBおよびELISAでの検証が完了しています。ユビキチン化経路やイオンチャネル制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NEDD4L-S448 Rabbit pAb
別名	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; Phospho-NEDD4L-S448
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23327
遺伝子ID	23327
免疫原	合成ペプチド ヒトNEDD4L (NP_001138439.1) のS448周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96PU5
タンパク質分子量	112kDa
輸送方法	氷袋