

Phospho-Nf-Kb P105-S932 Rabbit Mab For Wb, Elisa - P19838

商品番号: CM0001889



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用のNF-κB p105 (Ser932)

を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNF-κB

p105/p50（免疫および炎症シグナル伝達における重要な転写因子）を検出します。経路解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NF-κB p105-S932 Rabbit mAb
備考/別名	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NFκappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NF-κB p105-S932
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4790
遺伝子ID	4790
免疫原	合成ペプチド：ヒトPhospho-NF-κB p105-S932 (NP_001158884.1) のS932周辺の合成リン酸化ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19838
タンパク質分子量	105kDa
配送	氷袋