


Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S536 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q04206

商品番号: CM0001649



前書き

ヒトNF-kB

p65/RelAのSer536リン酸化を特異的に認識するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。炎症、免疫、がんにおけるNF-kBシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NF-kB p65/RelA-S536 ウサギ mAb
備考 / 別名	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5970
GeneID	5970
免疫原	ヒトNF-kB p65/RelA (NP_068810.3) のS536周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04206
タンパク質分子量	60 kDa
発送	保冷バッグ