


Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S536 ウサギポリクローナル抗体 - Q04206

商品番号: CM0001489



前書き

セリン536でリン酸化されたNF-kB p65を検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいてWB、IHC-P、ELISAで検証済みです。NF-kBシグナル伝達および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Phospho-NF-kB p65/RelA-S536 Rabbit pAb
備考/別名	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
種	ヒト
GeneID	5970 (Human)
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04206
タンパク質分子量	60kDa
配送	氷袋