


Phospho-Nf-Kb P65/Rela (Ser468) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q04206

商品番号: CM0001905



前書き

NF-κB

p65/RelAのSer468リン酸化部位を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのサンプルを用いたWBおよびELISAで検証済み。

NF-

κBシグナル伝達、炎症、転写制御経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NF-κB p65/RelA-S468 Rabbit pAb
備考/別名	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-κB p65/RelA-S468
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5970
GeneID	5970
免疫原	ヒト Phospho-NF-κB p65/RelA-S468 (NP_001138610.1) のS468周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q04206
タンパク質重量	60 kDa
配送	アイスパック