


Phospho-Nf-Kb P65/Rela-T505 ウサギポリクローナル抗体 - Q04206

商品番号: CM0001625



前書き

Thr505でリン酸化されたNF-kB

p65/RelAを標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルを用いたウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。NF-kBシグナル伝達、炎症、および免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NF-kB p65/RelA-T505 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-T505
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5970
GeneID	5970
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q04206
タンパク質分子量	60kDa
配送	氷袋