


リン酸化Nf-Kb2-S866 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q00653

商品番号: CM0000964



前書き

S866部位でリン酸化されたNF- κ B2 (p100/p52) を認識するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。内在性p100/p52を検出し、マウスと交差反応します。非古典的NF- κ B経路および炎症研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NF- κ B2-S866 Rabbit mAb
備考/別名	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF- κ B2; p49/p100; Phospho-NF- κ B2-S866
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4791
GeneID	4791
免疫原	合成ペプチド ヒト Phospho-NF- κ B2-S866 (NP_001070962.1) のS866周辺のリン酸化合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q00653
タンパク質分子量	97kDa
発送方法	保冷剤