

## Phospho-Nf2-S518 ウサギ Pab - P35240

商品番号: CM0000509



## 前書き

## Phospho-NF2-S518 ウサギ

pAbは、セリン518でリン酸化されたNF2/Merlinの内因性レベルを検出します。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IHC-

P、ELISAで検証済みであり、腫瘍抑制因子およびHippo経路の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                              |
|-------------|------------------------------------------------|
| 製品名         | Phospho-NF2-S518 ウサギ pAb                       |
| 備考/別名       | ACN; SCH; BANF; merlin-1; Phospho-NF2-S518     |
| 種           | ヒト                                             |
| GeneID (ヒト) | 4771                                           |
| GeneID      | 4771                                           |
| 免疫原         | 合成ペプチド: ヒトNF2 (NP_000259.1) のS518周辺の合成リン酸化ペプチド |
| 供給源         | ウサギ                                            |
| カテゴリー       | リン酸化抗体                                         |
| 適用          | WB, IHC-P, ELISA                               |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                     |
| SWISS       | P35240                                         |
| タンパク質分子量    | 70kDa                                          |
| 発送          | 保冷バッグ                                          |