

Phospho-Nfkb1 (S337) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P19838

商品番号: CM0001123



前書き

S337でリン酸化されたNFKB1を検出する、リン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。NF-κBシグナリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NFKB1-S337 Rabbit pAb
備考/別名	KBFI; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S337
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4790
GeneID	4790
免疫原	合成ペプチド ヒトNFKB1 (NP_001158884.1) のS337周辺の合成リン酸化ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19838
タンパク質分子量	50 kDa/105 kDa
配送	氷袋