

Wb用 Phospho-Nfkb1-S337 ウサギ Polymab® - P19838

商品番号: CM0001039



前書き

リン酸化NFκB1 (Ser337) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。炎症と免疫におけるNF-κBシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NFKB1-S337 ウサギ PolymAb®
備考/別名	KBFI; EBP-I; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4790
遺伝子ID	4790
免疫原	合成ペプチド：ヒトNFKB1 (NP_001158884.1) のS337周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P19838
タンパク質分子量	50kDa/105kDa
輸送	保冷バッグ