

ウェスタンブロット用 Phospho-Nfkb1-S907 ウサギポリクローナル抗体 - P19838

商品番号: CM0001801



前書き

ヒトリン酸化NF-kappa-B

p105/p50のウェスタンブロット検出用に検証された、高品質なリン酸特異的NFKB1 (pS907)

ウサギポリクローナル抗体。炎症、免疫、およびがんシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NFKB1-S907 Rabbit pAb
備考/別名	KBF1, EBP-1, NF-kB, CVID12, NF-kB1, NFKB-p50, NFkappaB, NF-kappaB, NFKB-p105, NF-kappa-B1, NF-kappabeta, Phospho-NFKB1-S907
種	ヒト
遺伝子ID	4790
免疫原	ヒトNFKB1のS907周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	P19838
タンパク質分子量	105kDa
配送	氷袋