

リン酸化Nfkb1-S927 ウサギPab（Wb、Elisa用） - P19838

商品番号: CM0001388



前書き

リン酸化NFKB1（Ser927）に特異的なウサギポリクローナル抗体です。ヒト試料を用いたウェスタンブロッティングおよびELISAに適しています。炎症、免疫、がん研究におけるNF-κBシグナル伝達の研究に有用なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化NFKB1-S927 ウサギpAb
別名	KBFI; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFkappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S927
反応種	ヒト
GeneID	4790
免疫原	合成ペプチド：ヒトNFKB1（NP_001158884）のS927周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P19838
タンパク質分子量	105kDa
輸送方法	保冷剤