


Phospho-Nmdar1-S896 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q05586

商品番号: CM0000754



前書き

Phospho-NMDAR1-S896

ウサギpAbは、ヒト、マウス、ラットのサンプル中でセリン896部位がリン酸化されたグルタミン酸受容体イオノトロピックNMDA

1を特異的に検出します。神経科学研究におけるウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-NMDAR1-S896 Rabbit pAb
備考/別名	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S896
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2902
遺伝子ID	2902
免疫原	合成ペプチド ヒトNMDAR1 (NP_015566.1) のS896周辺のリン酸化合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05586
タンパク質分子量	105kDa
発送方法	保冷剤