


Phospho-P38 Mapk-T180 Rabbit Pab For Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

商品番号: CM0001483



前書き

リン酸化p38 MAPK (Thr180)

特異的ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適用可能；ヒト、マウス、ラットのMAPK14と交差反応します。ストレス活性化キナーゼシグナル伝達および炎症経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p38 MAPK-T180 Rabbit pAb
備考/別名	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-T180
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1432
GeneID	1432
免疫原	ヒトMAPK (NP_620581.1) のT180周辺の合成リン酸化ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16539
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋