


Phospho-P38 Mapk-T180/Y182 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - Q15759/P53778/O15264/Q16539

商品番号: CM0001968



前書き

ヒトp38

MAPKのリン酸化T180/Y182を検出するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。MAPK経路およびストレス応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 Rabbit pAb
備考/別名	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1432
遺伝子ID	5600/6300/5603/1432
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
タンパク質分子量	29kDa/34kDa/35kDa/41kDa
配送	氷袋