


リン酸化P38 Mapk (T180/Y182) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q16539

商品番号: CM0001283



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのリン酸化p38 MAPK (T180/Y182)

ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのp38アルファを検出します。炎症・ストレスシグナル伝達研究に適しています。品番Q16539。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 Rabbit pAb
備考/別名	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1432
免疫原	ヒトp38 MAPK (NP_620581.1) のT180 & Y182周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16539
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	氷袋