


## Phospho-P53-S367 ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P04637

商品番号: CM0001420



### 前書き

Ser367でリン酸化されたp53に対するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。がん研究におけるヒトp53シグナル伝達、アポトーシス、腫瘍抑制の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                               |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 製品名         | Phospho-p53-S367 ウサギ pAb                        |
| 備考/別名       | P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S367 |
| 種           | ヒト                                              |
| GeneID (ヒト) | 7157                                            |
| GeneID      | 7157                                            |
| 免疫原         | 合成ペプチド ヒトTP53 (NP_000537.3) のS367周辺の合成リン酸化ペプチド。 |
| 由来          | ウサギ                                             |
| カテゴリ        | リン酸化抗体                                          |
| 適用          | WB, ELISA                                       |
| 交差反応性       | ヒト                                              |
| SWISS       | P04637                                          |
| タンパク質分子量    | 44kDa                                           |
| 発送          | 保冷バッグ                                           |