


Phospho-P53-S37 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P04637

商品番号: CM0001327



前書き

Ser37でリン酸化されたp53を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があり、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。p53シグナル伝達、細胞周期、アポトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p53-S37 Rabbit pAb
備考/別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S37
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7157
遺伝子ID	7157
免疫原	ヒト p53 (NP_000537.3) のS37周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
配送	氷袋