


Phospho-P53-S376 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P04637

商品番号: CM0001704



前書き

セリン376でリン酸化されたp53を検出するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適し、ヒトおよびラットp53と反応します。アポトーシス、細胞周期、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p53-S376 ウサギ mAb
備考/別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S376
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7157
GeneID	7157
免疫原	合成ペプチド ヒトp53 (P04637) のS376周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交叉反応性	ヒト、ラット
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ