


Phospho-P53-S46 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - P04637

商品番号: CM0001303



前書き

ヒトサンプルを用いてWB、IP、ELISAで検証された、リン酸化特異的p53 (Ser46) ウサギポリクローナル抗体。DNA損傷誘導性アポトーシスにおける重要なイベントである、腫瘍抑制因子p53のSer46リン酸化を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p53-S46 Rabbit pAb
備考/別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S46
種	ヒト
遺伝子ID	7157
免疫原	ヒトp53 (NP_000537.3) のS46周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ