


Phospho-P53-S6 ウサギ Pab - P04637

商品番号: CM0001479



前書き

セリン6でリン酸化されたヒトp53を標的とする、WBおよびELISAで検証済みの高特異性Phospho-p53-S6ウサギポリクローナル抗体。アポトーシスおよび細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p53-S6 ウサギ pAb
備考/別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7157
GeneID	7157
免疫原	合成ペプチド ヒトp53 (NP_000537.3) のS6周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ