


フォスフォ-P53-S9 ウサギMab（Wb、Elisa用） - P04637

商品番号: CM0001146



前書き

Phospho-p53-S9

ウサギモノクローナル抗体は、セリン9でリン酸化されたヒトp53を検出し、マウスと交差反応性を示します。アポトーシス、細胞周期、腫瘍抑制研究におけるWBおよびELISAに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p53-S9 ウサギmAb
備考/別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S9
種	ヒト
GeneID	7157
免疫原	合成ペプチド - ヒトp53（P04637）のS9周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	氷袋