


Phospho-P53-T18 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P04637

商品番号: CM0001111



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのPhospho-p53 (Thr18)

ウサギポリクローナル抗体。細胞周期停止、アポトーシス、DNA修復に関与する重要な腫瘍抑制タンパク質であるヒトp53を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p53-T18 ウサギ pAb
備考／別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-T18
種	ヒト
遺伝子ID	7157
免疫原	ヒトp53 (NP_000537.3)のT18周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ