


## Phospho-P70 S6 Kinase 1-T389 ウサギ Pab - P23443

商品番号: CM0001849



### 前書き

ウサギポリクローナル抗体は、T389における内因性リン酸化p70 S6 Kinase 1を検出します。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性があります。mTOR経路およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389 ウサギ pAb                                                                            |
| 備考/別名       | S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389 |
| 種           | ヒト                                                                                                              |
| GeneID (ヒト) | 6198                                                                                                            |
| GeneID      | 6198                                                                                                            |
| 免疫原         | 合成ペプチド: ヒトP70S6K1 (NP_001258989.1?)のT389周辺の合成リン酸化ペプチド。                                                          |
| 由来          | ウサギ                                                                                                             |
| カテゴリ        | リン酸化抗体                                                                                                          |
| 適用          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                                                                      |
| SWISS       | P23443                                                                                                          |
| タンパク質分子量    | 59kDa                                                                                                           |
| 発送          | 氷袋                                                                                                              |