


Phospho-P70 S6 Kinase 1-T389

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P23443

商品番号: CM0000951



前書き

T389でリン酸化されたp70 S6 Kinase

1を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389 Rabbit pAb
備考/別名	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6198
GeneID	6198
免疫原	合成ペプチド：ヒトP70 S6K (NP_003152.1) のT389周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23443
タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスバッグ