


Wb、If/Icc、Elisa用 Phospho-P70 S6 Kinase 1-T421/S424

ウサギモノクローナル抗体 - P23443

商品番号: CM0001517



前書き

高品質なPhospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424
ウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで
検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応性を示しま
す。mTORシグナル伝達、細胞増殖、翻訳研究に最適
です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6198
遺伝子ID	6198
免疫原	合成ペプチド ヒトPhospho S6K1 (NP_001258989.1)のT421&S424周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23443
タンパク質分子量	59kDa
発送	保冷バッグ