


Wb、Elisa用 リン酸化P70 S6キナーゼ1-T421/S424 ウサギPab - P23443

商品番号: CM0000523



前書き

リン酸化p70 S6キナーゼ1 (T421/S424) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。mTORシグナル伝達および細胞増殖研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化p70 S6キナーゼ1-T421/S424 ウサギpAb
備考/別名	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6198
遺伝子ID	6198
免疫原	合成ペプチド ヒト RPS6KB1 (NP_001258989.1) のT421およびS424周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23443
タンパク質分子量	59kDa
輸送	保冷バッグ