


リン酸化P90Rsk (T359/S363) ウサギモノクローナル抗体 (Wb用途) - Q15418

商品番号: CM0001808



前書き

T359/S363部位でリン酸化されたp90Rsk/RSK1を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体で、WB、IP、IF/ICC、ELISAの各アプリケーションで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。ERK/MAPKシグナル伝達、細胞生存、増殖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p90Rsk-T359/S363 Rabbit mAb
備考/別名	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6195
GeneID	6195
免疫原	合成ペプチド：ヒトp90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (NP_002944.2) のT359およびS363周辺のリン酸化合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15418
タンパク質分子量	83kDa
輸送方法	保冷剤