


Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-S363 ウサギ Pab - Q15418

商品番号: CM0001423



前書き

Ser363でリン酸化されたヒトp90Rsk/RSK1/RPS6KA1を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。WB、IP、ELISAでの使用が検証済みで、ラットと交差反応します。83

kDaのタンパク質を検出し、キナーゼシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S363 ウサギ pAb
備考/別名	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S363
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6195
GeneID	6195
免疫原	合成ペプチド ヒトp90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (NP_002944.2) のS363周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用アプリケーション	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q15418
タンパク質分子量	83kDa
配送方法	保冷剤