


Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-S380

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - Q15418

商品番号: CM0000714



前書き

セリン380のp90Rsk/RSK1/RPS6KA1を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWB、IP、ELISAで検証済み。MAPK/ERKシグナル伝達、細胞増殖、アポトーシスの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380 ウサギ pAb
備考/別名	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
種	ヒト
GeneID	6195
免疫原	ヒトp90Rsk/RSK1/RPS6KA1 (NP_002944.2) のセリン380周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15418
タンパク質分子量	83kDa
発送	氷袋