


Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T348 ウサギポリクローナル抗体 - Q15418

商品番号: CM0000916



前書き

Thr348でリン酸化されたp90Rsk/RSK1を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。MAPK/ERKシグナル伝達および細胞増殖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348
種	ヒト
遺伝子ID	6195
免疫原	ヒトp90Rsk/RSK1/RPS6KA1のT348周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15418
タンパク質分子量	83kDa
配送	氷袋