


Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T359/S363

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q15418

商品番号: CM0001165



前書き

Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363

ウサギポリクローナル抗体（WBおよびELISA用）です。細胞の増殖と生存に關与するERKシグナル伝達の下流エフェクターである、Thr359およびSer363でリン酸化されたヒトRPS6KA1を検出します。シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363 ウサギpAb
別名	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6195
遺伝子ID	6195
免疫原	合成ペプチド (ヒト p90Rsk/RSK1/RPS6KA1のT359 & S363周辺の合成リン酸化ペプチド、NP_002944.2)
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15418
タンパク質分子量	83kDa
発送	保冷剤