

リン酸化Pak2-S20 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q13177

商品番号: CM0000975



前書き

リン酸化PAK2（S20）ウサギポリクローナル抗体は、ウエスタンブロッティング（WB）およびELISAにより、ヒト、マウス、ラットのサンプル中のリン酸化PAK2を検出します。PAK2のシグナル伝達、アポトーシス、細胞骨格制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PAK2-S20 Rabbit pAb
別名	KNO2; PAK65; PAKgamma; Phospho-PAK2-S20
対象種	ヒト
遺伝子ID	5062
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q13177
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	保冷剤