

Phospho-Pak4/Pak5/Pak6-S474/S560/S602 ウサギMab - O96013

商品番号: CM0000848

前書き

WBおよびELISA用途向けのPhospho-PAK4/PAK5/PAK6-

S474/S560/S602ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットの標的を検出します。シグナル伝達研究において、リン酸化されたPAKファミリーキナーゼに特異的に結合します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602 ウサギmAb
備考/別名	PAK4; KIAA1142; PAK5KIAA1264; PAK6; Phospho-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10298/57144/56924
遺伝子ID	10298/57144/56924
免疫原	合成ペプチド - ヒトPAK4 (O96013) のS474周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O96013(PAK4-抗原), Q9P286(PAK5), Q9NQU5(PAK6)
タンパク質分子量	64, 80, 75 kDa
発送方法	氷袋