


## Phospho-Paxillin (Y118) ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P49023

商品番号: CM0000723



### 前書き

チロシン118でリン酸化されたPaxillinを標的とする特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルでのWBおよびELISAについて検証済みです。65

kDaのバンドを検出します。焦点接着および細胞移動の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                              |
|----------|------------------------------------------------|
| 製品名      | Phospho-Paxillin-Y118 Rabbit pAb               |
| 備考/別名    | Paxillin; PXN; paxillin; Phospho-Paxillin-Y118 |
| 種        | ヒト                                             |
| GeneID   | 5829                                           |
| 免疫原      | 合成ペプチド                                         |
| ソース      | ウサギ                                            |
| カテゴリー    | リン酸化抗体                                         |
| アプリケーション | WB, ELISA                                      |
| 交差反応性    | ヒト                                             |
| SWISS    | P49023                                         |
| タンパク質分子量 | 65kDa                                          |
| 配送       | アイスバッグ                                         |