

リン酸化Pdgfr Alpha-Y1018 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P16234

商品番号: CM0000481



前書き

Y1018部位でリン酸化されたヒトPDGFRAを検出する、Phospho-PDGFR alpha-Y1018

ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。PDGFシグナル伝達、細胞増殖、受容体型チロシンキナーゼ経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PDGFR alpha-Y1018 ウサギpAb
別名	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Phospho-PDGFR alpha-Y1018
対象種	ヒト
遺伝子ID	5156
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P16234
タンパク質分子量	123kDa
輸送方法	保冷剤