

Phospho-Pdgfr Alpha-Y849 Rabbit Pab For Wb, Elisa - P16234

商品番号: CM0000735



前書き

Phospho-PDGFR alpha-Y849 Rabbit

pAbは、チロシン849でリン酸化されたヒトPDGFRAを検出します。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのこの抗体は、PDGFシグナル伝達、細胞増殖、および発生に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PDGFR alpha-Y849 Rabbit pAb
備考/別名	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Phospho-PDGFR alpha-Y849
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5156
GeneID	5156
免疫原	合成ペプチド：ヒトPDGFRA (NP_006197.1) のY849周辺の合成リン酸化ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16234
タンパク質分子量	123kDa
配送	氷袋