


リン酸化Pdgfrb-Y740 ウサギPab（Wb・Elisa用） - P09619

商品番号: CM0001596



前書き

WBおよびELISAで検証済みのリン酸化PDGFRB-Y740ウサギポリクローナル抗体で、ヒトおよびマウスにおいてY740部位でリン酸化されたPDGFRBを検出します。細胞増殖、遊走、心血管発生におけるPDGFシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化PDGFRB-Y740 ウサギpAb
別名	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Phospho-PDGFRB-Y740
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5159
GeneID	5159
免疫原	合成ペプチド - ヒトPDGFRB（NP_002600.1）のY740周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09619
タンパク質分子量	124kDa
輸送方法	氷袋