

Phospho-Pdha1-S293 ウサギモノクローナル抗体 - P08559

商品番号: CM0000421



前書き

Phospho-PDHA1-S293

ウサギモノクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IP、ELISA用に検証済みです。解糖系とTCA回路を結ぶミトコンドリアのピルビン酸脱水素酵素サブユニットであるPDHA1のリン酸化Ser293を検出し、代謝疾患研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-PDHA1-S293 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	PDHA; PDHAD; PHE1A; Elalpha; PDHCE1A; Phospho-PDHA1-S293
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5160
遺伝子ID	5160
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08559
タンパク質分子量	43 kDa
輸送	保冷剤